

Guía del Departamento de Salud de Virginia (VDH) para la prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico, supervisados por eMed

Para los programas de educación temprana y desarrollo [ECE en Inglés] /guarderías

¿Qué tipo de pruebas de COVID-19 son? ¿Qué es eMed?

VDH tiene un contrato con [eMed](#) para proporcionar pruebas rápidas de antígenos guiadas virtualmente utilizando la prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico. La prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico es una **prueba rápida de antígenos** que determina si una persona está actualmente infectada con el COVID-19 o no. Utiliza un bastoncillo nasal para la toma de muestras y genera los resultados en aproximadamente 15 minutos. Esta prueba ha sido autorizada por el FDA bajo una Autorización de uso de emergencia (EUA). Para más información sobre el kit de prueba, consulte este [informe del FDA](#).

eMed proporcionará sesiones de telemedicina con un instructor certificado que supervisará la prueba, por lo que las guarderías **no** necesitan tener una persona para recetar o una exención de CLIA. Estos kits de prueba están diseñados para usar en casa y no necesitan un médico. Sin embargo, se debe utilizar el guía certificado.

¿Cómo deben usarse estas pruebas?

Las pruebas de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico supervisadas por eMed son para uso de maestros, empleados y/o los estudiantes de la guardería mayores de 2 años que 1) tienen síntomas de COVID-19 o 2) son un contacto cercano de una persona con COVID-19. Todas las pruebas son voluntarias. La prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico supervisada por eMed **no debe** usarse en niños menores de 2 años.

Se recomienda a las guarderías que envíen a casa kits de prueba con los padres, maestros o personal para realizar la sesión de prueba por telemedicina. Las guarderías también pueden hacer posible que las familias/cuidadores recojan un kit de prueba de autodiagnóstico en el centro.

Los kits de prueba se pueden usar para [Test-to-Stay](#), una opción que permite que los contactos cercanos de personas con COVID-19 que son mayores de 2 años y que no están al día con las vacunas contra COVID-19 continúen asistiendo a la guardería durante su cuarentena. Los participantes de "Test-to-Stay" deben permanecer asintomáticos y dar un resultado negativo en las pruebas rápidas de antígenos del COVID-19 repetidas diariamente.

Consulte [la Guía sobre COVID-19 para guarderías de VDH](#) si desea más información sobre la detección y notificación de enfermedades, el aislamiento y la cuarentena para en las guarderías.

¿Cómo se deben almacenar estas pruebas?

VDH recomienda almacenar los kits en un lugar seguro y el suministro debe ser supervisado cuidadosamente. Las pruebas deben almacenarse a 35,6-86 °F (2-30 °C). La prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico es apta hasta la fecha de vencimiento marcada en el envase exterior e interior. Asegúrese de que el kit no ha caducado antes de usarlo. Asegúrese de que todos los componentes de la prueba estén a temperatura ambiental antes de usarlo.

¿Cómo funciona el servicio eMed?

- El guía certificado de eMed es un instructor que ha recibido una formación rigurosa y una certificación en la administración y el proceso de la prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico.
- Se requiere un dispositivo con acceso y conexión a Internet, así como una cámara frontal y un micrófono.
- Las personas mayores de 15 años pueden hacer ellos mismos la toma de muestras y realizar la prueba bajo la observación de un guía certificado de eMed. Las personas de 2 a 14 años requerirán que un adulto realice la toma de muestras bajo la observación de un guía certificado de eMed.
- Todas las personas menores de 15 años deben tener una cuenta administrada por un adulto en la aplicación de NAVICA.
- La persona que realiza la prueba (y un adulto que supervise, si es menor de 15 años) comenzará la sesión de prueba a través de una computadora, un teléfono o una tableta.
 - Completarán la lista-guía proporcionada en la página web para asegurarse de que están listos para comenzar la prueba y después se conectarán con el guía certificado de eMed. Los guías están disponibles a petición con poco o ningún tiempo de espera. Dentro del kit de prueba, hay un código QR que el guía certificado de eMed escaneará para registrar la prueba y a la persona que la realiza.
 - **Si tiene preguntas sobre el proceso de pruebas de eMed, envíe un correo electrónico a customersupport@emed.com o llame al 1-833-369-1079 (disponible los días laborables) o al 1-866-369-1079 (disponible las 24 horas del día)**
 - La caja que contiene los componentes del kit de prueba **no debe abrirse** hasta que el guía certificado de eMed se lo indique, o la sesión de prueba no será válida.
- Mientras el guía certificado observa el proceso, la persona que se está haciendo la prueba (o un adulto, si es menor de 15 años) seguirá los pasos necesarios para realizar la prueba (usar un gotero, insertar el bastoncillo en las fosas nasales para tomar una muestra, sellarlo con precisión en el kit de prueba). Después de esperar 15 minutos, el guía certificado leerá el resultado. Se les proporcionará una copia del resultado de su prueba.

Preparación y realización de la prueba

1. Los responsables de las guarderías pueden ver y compartir el [vídeo de información general](#) sobre la realización de la prueba para comprender mejor el proceso.
2. La recogida, el almacenamiento y el transporte adecuado de muestras son esenciales para obtener resultados correctos.
 - ✓ Deje la tarjeta de prueba sellada en su bolsa de papel aluminio hasta el momento de usarla.
 - ✓ No lo use si la bolsa está dañada o abierta.
 - ✓ No utilice un kit después de su fecha de caducidad.
 - ✓ Los bastoncillos del kit están aprobados para su uso con la tarjeta de la prueba de COVID-19 BinaxNOW. No use otros bastoncillos.
3. Los kits de prueba deben permanecer **sin abrir** hasta que un guía certificado se lo indique a la persona que realiza la prueba a través de una sesión de telemedicina de eMed. Para mantener la integridad del proceso, eMed no supervisará una sesión con un kit de prueba ya abierto.
4. El administrador de la prueba debe ir al enlace <https://www.emed.com/app/login> y hacer clic en "I want to start testing" [Quiero empezar la prueba]. Tendrán que crear una cuenta en NAVICA™ o iniciar una sesión ahí si ya tienen una cuenta. Los usuarios también tienen la opción de descargar la aplicación de Navica en un dispositivo móvil y crear una cuenta de esa manera. Para descargar la aplicación NAVICA en su teléfono o dispositivo y para obtener más información, visite: <https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/binaxnow-covid-19-home-test-us.html>.
5. Realice la prueba siguiendo las instrucciones proporcionadas por el guía certificado.
6. **Si tiene preguntas sobre el proceso de pruebas de eMed, envíe un correo electrónico a customersupport@emed.com o llame al 1-833-369-1079 (disponible los días laborables) o al 1-866-369-1079 (disponible las 24 horas del día)**

Notificación de los resultados

- eMed documentará los resultados de la prueba. eMed informará a VDH de las pruebas con resultados positivo según es exige la ley.
- La persona sometida a la prueba también recibirá una copia de su resultado por vía electrónica.

Un estudiante o empleado da positivo de COVID-19

Si el resultado de la prueba es positivo, la persona debe:

- ✓ Aislarse o quedarse en casa alejado de los demás. No asistir a la guardería.
- ✓ Notificar a la guardería sobre el resultado positivo de la prueba.
- ✓ Siga la guía de VDH sobre Aislamiento: [Cuándo es seguro estar cerca de otras personas: Aislamiento y cuándo debe terminarlo](#) y [¿Qué hacer si se confirma o se sospecha la existencia de la enfermedad por coronavirus \(COVID-19\)?](#)